


療養照護環境的吊架

電動推桿解決方案

TiMOTION (第一傳動) 為療養院、照護中心提供了經濟型的醫療吊架電動推桿解決方案。

簡易、好操作的系統設計，提供病患和照護人員更安全、有效率的醫療環境。



簡易好操作的吊架電動推桿系統

TC20是專為療養環境設計的經濟型吊架控制盒。輕巧、好安裝、易於充電的設計，方便照護環境的使用，也能確保病患在移動過程的安全性和舒適性。

TC20產品特色:

- 電池規格: 24V，2.9Ah或5Ah
- 使用AC電源線或插頭充電
- 防水等級: IP66
- 捲線掛勾 (選配)
- 緊急按鈕裝置
- 安裝簡便，只需兩個螺絲
- LED電量顯示 (選配)


系統解決方案

控制盒: TC20


手控器: TH10、TMH3、TMH13

升降用電動推桿: TA23、TA36、TA37

腿部及吊帶角度調整用電動推桿: TA16、TA29



升降用電動推桿

型號	最大負載 (推力)	滿載時最快速度	防水等級	手動釋放
 TA36	10,000N	5.4mm/s	IP66W	皆可使用手動釋放
 TA23	10,000N	3.2mm/s	IP66W	
 TA37	12,000N	5.3mm/s	IP66W	

腿部調節及吊帶角度電動推桿

型號	最大負載	安裝尺寸
 TA29	6,000N	≥ 178mm (依據所選之選項不同)
 TA16	3,500N	≥ 行程+112mm



TMH13



TMH3




TH10

手控器 TMH13、TMH3、TH10 系列


- TMH3上的連接線為可拆卸式
- 最多可支援3支電動推桿
- LED電量顯示
- 顯示升降、腿部調節和過載警告的操作介面

安裝指南




1. 在吊架上安裝TC20



2. 安裝並用螺絲固定TC20，確保所有螺絲固定



標準尺寸 (mm)



台灣 & 中國

+886 2 2219 6633
sales.tw@timotion.com

歐洲

+33 (0)1 74 82 50 51
sales.eu@timotion.com

美國

(704) 708 6924
sales.us@timotion.com

澳洲

+61 3 8725 0331
sales.tw@timotion.com

日本

+81 6 6713 1188
sales.jp@timotion.com

韓國

+82 31 745 1060
sales@timotion.co.kr